



本PDF文件由 www.ichemistry.cn 免费提供, 全部信息请点击[1239-31-2](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)


如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](http://www.ichemistry.cn)

CAS Number:1239-31-2 基本信息

中文名: 醋酸去氢表雄酮;
3-羟基-雄甾-5-烯-17-酮-3-醋酸酯

英文名: Epiandrosterone acetate

别名: 5-Epiandroster-17-one acetate;
Dehydroepiandrosterone acetate;
5-Androsten-3b-ol-17-one acetate;
DHEA-acetate



分子式: $C_{21}H_{30}O_3$

分子量: 330.47

CAS登录号: 1239-31-2

物理化学性质

熔点: 169-173°C

性质描述: 熔点>158°C。

CAS#1239-31-2化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

百灵威科技有限公司 专业从事1239-31-2及其他化工产品的生产销售 400-666-7788
大连美仑生物技术有限公司 醋酸去氢表雄酮专业生产商、供应商, 技术力量雄厚 0411-82593631、82593920
湖北三元素生物科技有限公司 长期供应3-羟基-雄甾-5-烯-17-酮-3-醋酸酯等化学试剂, 欢迎垂询报价 027-50669369
孝感深远化工有限公司 (医药中间体生产商) 生产销售C21H30O3等化学产品, 欢迎订购 0712-2580635 15527768836

供应商信息已更新且供应商的链接失效, 请登录爱化学 [CAS No. 1239-31-2](#) 查看

若您在此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

产品应用: 避孕药炔诺酮的中间体。

生产方法及其他: 将乙醇、盐酸羟胺、吡啶搅拌回流溶解, 加入醋酸妊娠双烯醇酮, 继续回流3h, 冷却至5°C, 过滤, 滤饼用乙醇洗涤, 再用温水洗至中性, 干燥, 得醋酸妊娠双烯醇酮。然后, 将后者与苯; 吡啶一起搅拌冷却至0°C左右, 缓缓加入氧化磷与苯的混合液, 于4-7°C反应3h。再加盐酸水解, 在5°C左右保温2h。静置, 分去水层, 苯层用水洗涤后进行水蒸汽蒸馏, 苯蒸尽后即有淡黄色固体析出, 过滤, 水洗至中性, 80°C干燥, 得去氢表雄酮醋酸酯。

相关化学品信息

[121635-47-0](#) [二甲基二硫代氨基甲酸钠](#) [1274904-48-1](#) [7-氯-5-氟咪唑酮](#) [122082-18-2](#) [阿伦膦酸钠](#) [1246355-56-5](#)
[12689-99-5](#) [2,4,6-三硝基苯甲酸](#) [2-\(苯甲撑\)-3-氧代-4-甲基-N-苯基-戊酰胺](#) [120739-78-8](#) [123823-67-6](#) [六氟钼](#)

酸 [125974-20-1](#) [122861-83-0](#) 463

生成时间2021/3/22 4:21:34