

本PDF文件由 免费提供, 全部信息请点击[61374-06-9](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享: [爱化学www.ichemistry.cn](#)

CAS Number: 61374-06-9 基本信息

中文名:	磺基丙基葡聚糖凝胶C-50离子交换树脂; 磺基丙基葡聚糖凝胶C-50; SP-葡聚糖凝胶C-50; 磺基丙基交联右旋糖酐凝
英文名:	Cross-linked dextran gel SP C-50
CAS登录号:	61374-06-9

物理化学性质

性质描述:	磺基丙基葡聚糖凝胶C-50离子交换树脂(61374-06-9)的性状: 微珠状易流动干燥粉末。 系在交联葡聚糖凝胶G-50上引入磺基后的强酸性阳离子交换剂。 在水、盐溶液、有机溶剂、碱性或弱酸性溶液中稳定。 耐热压消毒, 但应避免与强氧化剂接触。 在各种电介质溶液中都能溶胀。 不溶于各种溶剂。 可再生使用。 交换容量2.3±0.3mmol/g。 血红蛋白交换量7g/g。 平衡离子Na ⁺ 。 干微珠直径40~120μm。
-------	---

CAS#61374-06-9化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

将来试剂—打造最具性价比试剂品牌 专业从事61374-06-9及其他化工产品的生产销售 021-61552785
将来试剂—打造最具性价比试剂品牌 磺基丙基葡聚糖凝胶C-50离子交换树脂专业生产商、供应商, 技术力量雄厚 021-61552785
供应商信息已更新且供应商的链接失效, 请登录爱化学 CAS No. 61374-06-9 查看
若您是此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

产品应用:	磺基丙基葡聚糖凝胶C-50离子交换树脂(61374-06-9)的用途: 用作离子交换色谱, 用于分离蛋白质、核酸、肽、激素和酶等。
生产方法及其他:	磺基丙基葡聚糖凝胶C-50离子交换树脂(61374-06-9)的贮存: 本品应密封于阴凉干燥处保存。

相关化学品信息

[61009-32-3](#) [6145-42-2](#) [\(6R-反式\)-7-氨基-8-氧代-3-\(\(\(1-\(磺酸甲基\)-1H-四唑-5-基\)硫\)甲基\)-5-硫杂-1-氮杂双环\[4.2.0\]辛-2-烯-2-羧 C. I. 酸性黄114](#) [6131-05-1](#) [三\(二苯甲酰甲烷\)单\(菲罗啉\)钪](#) [6150-74-9](#) [612511-96-3](#) [6102-28-9](#) [61369-27-5](#) [6191-48-6](#) [612065-28-8](#) [61973-42-0](#) [2-硝基乙基苯 C. I. 酸性红360](#) [612065-12-0](#) [活性墨绿KE-4BD](#) [61610-60-4](#) [6126-10-9](#) [61139-20-6](#) [612835-51-5](#) [6139-18-0](#) [2-十二烷酮 N,N-二甲基-N,N-二苯脲](#) [6124-55-6](#) [61791-69-3](#) [尿素与N-\(2-氨基乙基\)-1,2-亚乙基二胺和甲醛的聚合物](#) [61424-76-8](#) [6137-91-3](#) [2-甲基-2-丙烯酸十七烷酯](#)

生成时间2015-12-5 19:22:27