



本PDF文件由

免费提供, 全部信息请点击[62610-50-8](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](#)

CAS Number:62610-50-8 基本信息

中文名: 琼脂糖凝胶CL-6B

英文名: Sepharose CL-6B

CAS登录号: 62610-50-8

物理化学性质

性质描述: [琼脂糖凝胶CL-6B](#) (62610-50-8) 的性状:

珠状凝胶颗粒。

由琼脂糖凝胶6B与2, 3-二溴**丙醇**在强碱性条件下共价交联反应而得。

有琼脂糖凝胶6B同样的孔隙度, 并大大增加了热稳定性和化学稳定性。

适宜在**水**相介质pH3~14中应用, 在碱性介质中其稳定性特别高。

商品为溶胀微珠悬浮在蒸馏水中, 以焦**碳酸**二乙酯消毒, 并加有0.02%叠氮钠作抑菌剂的稠厚悬浮液。

相对密度0.994。琼脂糖6%。

颗粒直径(湿)40~210 μm。排阻限多糖 1×10^6 、蛋白质 4×10^6 。

CAS#62610-50-8化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

阿法埃莎(Alfa Aesar) 专业从事**62610-50-8**及其他化工产品的生产销售 800-810-6000/400-610-6006

将来试剂—打造最具性价比试剂品牌 琼脂糖凝胶**CL-6B**专业生产商、供应商, 技术力量雄厚 021-61552785

将来试剂—打造最具性价比试剂品牌 长期供应Sepharose CL-6B等化学试剂, 欢迎垂询报价 021-61552785

供应商信息已更新且供应商的链接失效, 请登录爱化学 [CAS No. 62610-50-8](#) 查看

若您是此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

产品应用: 琼脂糖凝胶CL-6B (62610-50-8) 的用途:

用作凝胶过滤和亲和色谱。

生产方法及其他: 琼脂糖凝胶CL-6B (62610-50-8) 的贮存:

本品应密封于4℃保存。

以悬浮液贮存时, 能抗生物降解, 但可能有微生物生长, 特别当有**磷酸**根存在时。叠氮钠(0.02%)、**氯仿**、**三氯乙醇**、**丁醇**(0.5%)能防止污染。

相关化学品信息

[62133-03-3](#) [62687-41-6](#) [6298-03-9](#) [62604-08-4](#) [621-65-8](#) [627876-95-3](#) [62604-63-1](#) [62554-97-6](#) [628-03-5](#) [二乙](#)

[基汞](#) [6285-85-4](#) [间甲基苯乙酸](#) [6265-87-8](#) [624739-88-4](#) [62413-61-0](#) 411

生成时间2021/4/16 19:05:31