



本PDF文件由 www.ichemistry.cn 免费提供, 全部信息请点击[72828-03-6](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)

如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](http://www.ichemistry.cn)

CAS Number:72828-03-6 基本信息

中文名:	活性红180; 活性红180; 活性红 KN-3B
英文名:	Reactive Red 180
别名:	Adizol Red 3B; Dinazol Red F3B; Dyatron Red ME3BN; Hostalan Red F3B; Kemactive Red CE3B; Lamafix Red F3B; Pamarrex Red R5B; Reactive Red F3B
CAS登录号:	72828-03-6

物理化学性质

性质描述:	蓝光红色粉末。溶于水, 水中溶解度为 50g/L (50℃)。
-------	---------------------------------

CAS#72828-03-6化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

供应商信息已更新, 请登录爱化学 [CAS No. 72828-03-6](#) 查看
若您是此化学品供应商, 请按照[化工产品收录说明](#)进行免费添加

其他信息

产品应用:	活性红 KN-3B 用于纤维类纤维、羊毛、丝绸的印染, 适宜多种染色方法, 如竭染法、轧染法、冷轧堆法, 也用于印花, 特别适用于两相法印花, 具有优良的拔染性能和良好的染色坚牢度。通常为鲜艳的蓝光红色。
-------	--

相关化学品信息

[72209-10-0](#) [72541-25-4](#) [727736-72-3](#) [7242-63-9](#) [72300-23-3](#) [苯甲基-N,N-二甲基二硫代氨基甲酸](#) [728896-69-3](#) [1-甲基-1-间甲苯基肼](#) [724787-80-8](#) [72307-46-1](#) [2,4-二羟基-5-\[\(2-羟基-3-硝基-5-磺苯基\)偶氮\]苯甲酸二钠盐](#) [72427-97-5](#) [725268-67-7](#) [727985-41-3](#) [724-76-5](#) 475

生成时间2021/1/31 1:42:29